

C650B 顶空气体分析仪，采用全新手持式设计，配置全球知名品牌的高精度传感器及取气泵，可以准确、便捷的测定密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器中 O₂ 含量；同时通过选配 CO₂ 传感器，实现 CO₂ 含量测定。适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确的对气体中 O₂、CO₂ 含量做出评价，从而指导生产。



产品特点^{注1}

手持式设计全自动测试

- 手持式设计，单手操作，轻便易携，适用于生产现场测试
- 具备自动关机功能，降低能耗
- 一键式自动校准功能，方便快捷
- 采用世界知名品牌进口元器件，性能稳定可靠
- 快插式采样针防护套，保障测试安全

气体分析 + 真空度测定快速精准

- 内置气体传感器，可精确分析软、硬质包装内部气体含量
- 内置压力传感器，可精确测定试样内部真空度
- CO₂ 传感器采用固态非分散红外(NDIR) 吸收技术，获专利的固态 LED、探测器、镀金光学元件
- 传感器采用全球知名品牌进口件，具有超高测试精度、超低故障率和超长使用寿命

全新·专利·智能全触控操作系统

- 工业级触屏、一键式操作、直观的操作界面，可远程升级与维护
- 中英双语操作界面，满足不同语言要求
- 具有数据自动存储、掉电自动记忆功能，防止数据丢失
- 内置数据存储可达 1200 条，满足大数据量存储的需求
- 配备无线微型打印机，方便用户随时打印测试结果（可选）
- 配备 USB 接口和专业控制软件，方便电脑连接和数据导入导出（可选）

测试原理

试样内气体通过取气泵抽取到传感器中，传感器实时输出试样内气体中 O₂、CO₂（选配）浓度的电压信号，仪器通过获取传感器输出的电压信号计算气体中 O₂、CO₂（选配）的比例，到达试验结束条件后，试验停止，仪器记录试样内被测气体中 O₂、CO₂（选配）的含量。

测试应用^{注1}

| | | |
|------|------|---|
| 基础应用 | 包装袋 | 适用于咖啡、奶酪、奶茶、奶粉、面包、豆粉、气调包装、即食食品、药品等各种非负压包装袋内气体中的 O ₂ 、CO ₂ （选配）含量的测试 |
| | 包装容器 | 适用于罐装咖啡、罐装奶粉、罐装食品、奶酪、罐头、利乐包装、饮料等包装容器内气体中的 O ₂ 、CO ₂ （选配）含量的测试 |

扩展应用

安瓿瓶

适用于安瓿瓶顶部气体中 O₂、CO₂（选配）含量的测试

技术参数^{注2}

| 项目 | 参数 | |
|--------|---------------------------------------|----------------------|
| 测量气体种类 | O ₂ （标配） | CO ₂ （选配） |
| 测试原理 | 电化学 | 红外吸收 |
| 传感器寿命 | 约两年（空气中） | >15 年 |
| 传感器规格 | 0~100% | 0~100% |
| 分辨率 | 0.1 % | 0.01 % |
| 测量精度 | ±0.3% | ±（0.03%+示值 5%） |
| 取样量 | 6~8ml（标准模式） | 15ml（标准模式） |
| 外形尺寸 | 220mm (L) ×110mm(W) ×70mm(H) | |
| 电源 | 220VAC ± 10% 50Hz / 120VAC ± 10% 60Hz | |
| 净重 | 0.6kg | |

◇ 对于用户有特殊需求的，我司在能力范围内可为用户进行定制化生产，以满足用户需求。

产品配置^{注2}

| | |
|------|---|
| 标准配置 | 主机、采样针、过滤器、密封垫 |
| 选购 | 专业软件、微型打印机、B2227 顶空气体分析仪测试架、CO ₂ 传感器、压力传感器 B2226 顶空气体水下取样模块 |

注 1：表中各项参数是在 Labthink 实验室、由专业操作人员，依据相关实验室环境标准的要求和条件测量得出。

注 2：所述产品功能、参照标准和配置信息均以“技术参数”中的具体标注为准。

注 3：图中照片含 B2227 顶空气体分析仪测试架

◇ Labthink 始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格、外观亦会相应改变，上述情况恕不另行通知。本公司保留修改权与最终解释权。